



# GIMA

## DISINFETTANTE AMBIENTALE - 1 litro

**Codice:** 36616

**Categoria:** Disinfettanti ambiente, strumenti

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** PMC



**EAN13:** 8009110028319

**Descrizione:** DISINFETTANTE AMBIENTALE - bottiglia da 1 litro

**Detergente-disinfettante liquido concentrato per ambienti.**

Da diluire in acqua con concentrazione allo 0,5% per la disinfezione e la pulizia di superfici, piani di lavoro, piastrelle, pavimenti, sanitari, anche con macchine lavapavimenti.

Adatto per grandi aree (ospedali, cliniche, case di riposo, palestre).

- Azione disinfettante: garantisce ampia protezione da virus, funghi, batteri Gram+ e Gram-.

- Azione detergente: contiene tensioattivi non ionici che migliorano la pulizia delle superfici.

**Etichetta/manuale:** GB, FR, IT.  
**Made in Italy.**

**Caratteristiche tecniche:**

**COMPOSIZIONE E CHIMICA**

100 g di prodotto contengono:

Composto di ammonio quaternario 10 g

Isotiazolinone magnesio cloruro 0,2 g

Coformulanti e acqua depurata 100 g

Aspetto: liquido giallo paglierino

Profumo: agrumi

Biodegradabilità: detergente conforme al Regolamento (CE) N. 648/2004

Registrazione Ministero della Salute 9658