

	MASCHERA NON REBREATHER con tubo	all.n.3 pt.2 subpt.2.3
		revisione 2
		data: 2016-11-18
	TD-24	modifica del: 2023-02-01

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02,06 fax. +48 32 370 38 08

#### INDICAZIONE:

\* Dispositivo progettato per l'erogazione di ossigeno con precisione regolazione della concentrazione

\* Per un'elevata concentrazione di ossigeno

#### CARATTERISTICHE:

\* Realizzato in PVC trasparente e atossico

\* Senza latex

\* Placca metallica regolabile sul naso e chiusura in gomma

\* Dotato di tubo lungo 210 cm con attacco universale connettori

\* Tubo con sezione a stella resistente alla flessione

\* Serbatoio di ossigeno da 1000 ml

\* Connettore girevole che permette l'adattamento a quello del paziente posizione

\* Valvole in silicone sul connettore e aperture di ventilazione

\* Monouso

\* Sterilizzato con ossido di etilene

\* Imballaggio individuale: foglio di carta



#### TAGLIA E RIFERIMENTO

CATALOGARE NUMERO	MISURARE	SCOPO	LUNGHEZZA TUBO	VERSIONE	TRASPORTO CONFEZIONE
MTW-S	S	BAMBINO	210 cm	STANDARD	50 pz
MTW-M	M	BAMBINO	210 cm	ESTESA	50 pz
MTW-L	I	PICCOLO ADULTO	210 cm	STANDARD	50 pz
MTW-XL	XL	GRANDE ADULTO	210 cm	ESTESA	50 pz