



GIMA

BARELLA CON RUOTE

Codice: 34077

Categoria: Barelle pieghevoli

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2210086

CND: V0899

EAN13: 8023279340778



Descrizione: Con ruote, stabilizzatori e schienale regolabile. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile. Leggera, compatta, facile da trasportare.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione aperta: 188 x 53 x 21 cm
- Dimensione piegata: 92 x 53 x 12 cm
- Peso: 8 kg
- Portata: 150 kg