

Boccagli Monouso In Cartone



DESCRIZIONE

I boccagli monouso in cartone sono realizzati con cartoncino Kraft di qualità e progettati per l'uso su un singolo paziente. Ogni boccaglio viene confezionato singolarmente all'origine in film plastico alimentare per garantire il massimo livello di igiene. Sono disponibili in diversi formati per essere adattati agli spirometri più usati sul mercato. I boccagli monouso in cartone sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 93/42/CEE al fine di ottenere la marcatura CE.

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE	MODELLO SPIROMETRO	M/F	PZ. x CONFEZIONE
COD. 12975 TS3962	Contec, Micromedical, MIR, Viasys, Vitalograph diam. int 28 mm / diam est. 30 mm - lunghezza 70 mm	M	500 PZ
COD. 12976 TS3963	Fukuda Sangyo, Medical Graphics, Biomedin diam. int 25,3 mm / diam est. 27 mm - lunghezza 70 mm	M	500 PZ
COD. 12762 TS8248	TSVBM004/CO, Medikro diam. int 26,2 mm / diam est. 28 mm - lunghezza 70 mm	M	500 PZ
COD. 12983 TS5218	Cosmed diam. int 28 mm / diam est. 30,5 mm - lunghezza 70 mm	M	500 PZ
COD. 12969 TS8551	Pediatric diam. int 28 mm / diam est. 30 mm - lunghezza 70 mm	F/M	500 PZ
MATERIALE BOCCAGLIO	Carta Kraft		
MATERIALE CONFEZIONE	Pellicola di Polipropilene		
COMFORMITA' e NORME	Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche. Dispositivo Medico di classe IIa Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici: 49378/R; CND: R 9001; GMDN: 44545; CE: 0476 <i>*Dispositivo Medico Non Attivo*</i>		
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto		

 **Pirrone** S.r.l.

SPECIAL PAPERS

Via Gramadara 12/14, 47122 Forlì
tel. (+39) 02.525397.1
CF e P.Iva n. IT 08055750965
N. iscrizione Registro Imprese 08055750965
Numero R.E.A. FO - 419633
Capitale Sociale € 10.000 i.v.
<https://pirrone.com>
e-mail: info@pirrone.com

