



vie aeree di Guedel sterili

TD-40

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02,06 fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONE:

- * utilizzato durante le procedure di ventilazione artificiale per garantire la pervietà delle vie aeree
- * come strumento per il paramedico per assistere nella gestione delle vie aeree di un ferito che aumenta l'efficacia dell'operazione di salvataggio facilita la stabilizzazione del
- * tubo endotracheale e lo protegge dai morsi

CARATTERISTICHE:

- * cannula di Guedel realizzata in PE (polietilene) di alta qualità, privo di PVC e ftalati La caratteristica
- * curva anatomica del tubo delle vie aeree consente l'apertura delle vie respiratorie superiori e il libero flusso di gas anestetici, aria
- * Blocca-morso in polipropilene (PP) per prevenire l'occlusione del il lume del tubo
- * dimensioni codificate a colori
- * marcatura numerica della dimensione sulle vie aeree
- * senza lattice
- * senza ftalati
- * sterilizzato con EO
- * confezione: 1 pz./foglio



TAGLIA E RIFERIMENTO

CATALOGARE NUMERO	NUMERO	MISURARE	COLORE	INTERMEDIO CONFEZIONE	MASSA CONFEZIONE
RG-40	000	40 mm	rosa	50 pezzi	10 x 50 pezzi
RG-50	00	50 mm	blu scuro		
RG-60	0	60 mm	nero		
RG-70	1	70 mm	bianco		
RG-80	2	80 mm	verde		
RG-90	3	90 mm	giallo		
RG-100	4	100 mm	rosso		
RG-110	5	110 mm	arancia		
RG-120	6	120 mm	viola		