



CATETERE DI
ASPIRAZIONE
con controllo
sterile

TD-25

all.n.3 pt.2 subpt.2.3

revisione 2

data: 2016-06-02

modifica del: 2023-02-01

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.


INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02,06 fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONE:

- * Dispositivo studiato per l'aspirazione delle secrezioni delle parti alte delle vie respiratorie.

CARATTERISTICHE:

- * Realizzato in PVC morbido ed elastico, resistente alla flessione e torsione
- * La superficie ghiacciata impedisce l'adesione del catetere la parete del tubo endotracheale
- * Pieno controllo sull'aspirazione
- * Punta aperta atraumatica, leggermente arrotondata
- * Punta con due fori laterali alternati con morbida arrotondatura bordi
- * Connettori codificati a colori per il riconoscimento della taglia, identificazione numerica della taglia sulla confezione
- * Sterilizzati con EO
- * Imballaggio individuale: foglio di carta



TAGLIA E RIFERIMENTO

CODICE CATALOGO	LUNGHEZZA	MISURE	COLORE	CONFEZIONE DI VENDITA	TRASPORTO CONFEZIONE
CO-A06-60	600 mm	CAP 6	verde chiaro	50 pz	10 x 50 pezzi
CO-A08-60	600 mm	CAP 8	blu	50 pz	10 x 50 pezzi
CO-A10-60	600 mm	CAP 10	nero	50 pz	10 x 50 pezzi
CO-A12-60	600 mm	CAP 12	bianco	50 pz	10 x 50 pezzi
CO-A14-60	600 mm	CAP 14	verde	50 pz	10 x 50 pezzi
CO-A16-60	600 mm	CAP 16	arancia	50 pz	10 x 50 pezzi
CO-A18-60	600 mm	CAP 18	rosso	50 pz	10 x 50 pezzi