



GIMA

TAVOLA SPINALE

Codice: 34083

Categoria: Tavola spinale

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 42786

CND: Y123003

EAN13: 8023279340839



Descrizione: BARELLA SPINALE - colore arancione

Traslucida ai raggi-x (80%)*, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica. Compatibile con tutti i dispositivi per l'immobilizzazione della testa e con un sistema di chiusura a cinghie.

*La traslucenza ai raggi X è principalmente intesa per la parte centrale della barella. Le maniglie non sono traslucide.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione aperta: 184 x 44.5 x 6.5 cm
- Peso: 7.6 kg
- Carico: 150 kg