



## CANNULA PER OSSIGENO NASALE

sterile

TD-24

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02,06 fax. +48 32 370 38 08

### INDICAZIONE:

- \* Dispositivo progettato per l'erogazione di ossigeno attraverso il naso

### CARATTERISTICHE:

- \* Realizzato in PVC medicale
- \* Punta molto morbide con bordi lisci
- \* Chiusura sotto il mento con regolazione morbida e scorrevole squillo
- \* Varie spaziatore della parte nasale della cannula a seconda della dimensione
- \* Connettore universale compatibile con qualsiasi fonte di ossigeno
- \* Tubo con sezione a stella, resistente alla flessione
- \* Disponibile in 3 misure: per adulti, per bambini e per neonati con tubi da 140 cm, 200 cm, 300 cm e 500 cm
- \* Senza lattice
- \* Sterilizzato con EO
- \* Confezione singola: pellicola



### TAGLIA E RIFERIMENTO

NUMERO DI CATALOGO	LUNGHEZZA DEL TUBO	MISURARE	CONFEZIONE DI VENDITA	IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO
CTNN-200	200cm	per neonati	25 pz	10 x 25 pezzi
CTNZ-200	200cm	per bambini	25 pz	10 x 25 pezzi
CTND-140	140cm	per adulti	30 pz	10 x 30 pezzi
CTND-200	200cm	per adulti	25 pz	10 x 25 pezzi
CTND-300	300cm	per adulti	15 pz	10 x 15 pezzi
CTND-500	500cm	per adulti	10 pz	10 x 10 pezzi