


PSG50S



Consigliabile in tutti gli esami E.C.G. in cui è necessaria una prolungata e costante adesione; ad esempio Stress Test, Holter, Chirurgia, Rianimazione, Riabilitazione cardiaca etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Descrizione:** elettrodo monouso pregellato per ECG
- **Dimensioni:** diametro 50mm
- **Qualità Gel:** gel solido elettroconduttore, adesivo e ipoallergenico
- **Supporto materiale :** in foam bianco (PE) con capsula protettiva, adesivo, anallergico e conformabile. Non contiene lattice.
- **Collegamento:** clip a connessione centrale
- **Cattatore:** Ag/AgCl
- **Compatibilità:** qualsiasi macchina per ECG in commercio
- **Conformità alla normativa:** prodotto marcato CE e fabbricato secondo le normative vigenti 93/42/CEE (D.L. 46/97).
- **N° registrazione al Repertorio D.M. :** 59253

• CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- Testato e conforme ai requisiti tecnici standard ANSI/AAMI
- **Tensione Offset:** 0.12 (mV)
- **Impedenza a 10Hz :** (OHMS)
- **Tensione residua post-defibrillazione:** 46 (OHMS)

CONFEZIONAMENTO:

- **Confezione primaria:** busta da 60 elettrodi cad.
- **Confezionamento minimo:** 600 pezzi (pari a 10 buste da 60 elettrodi)
- **Codice prodotto :** 12874



Via Balduccio da Pisa 12
20139 Milan—Italy
Tel. (+39) 02. 525397.1
Fax. (+39) 02. 57404077
www.pirrone.com — info@pirrone.com

