



GIMA

AEROSOL EOLO - pistone

Codice: 28097

Categoria: Aerosol pistone domiciliare

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 237553

CND: Z12159002

EAN13: 8023279280975



Descrizione: EROSOL EOLO - a pistone

Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico. Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL*, Arabo*). Garanzia 2 anni.

*Solo scatola, non manuale

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche:

- Tensione: 230V - 50/60Hz / 110V o 60Hz su richiesta
- Pressione d'esercizio: 1,1 bar
- Flusso d'aria: 14 l/min
- Nebulizzazione 0,4 ml/min
- Dimensioni delle particelle < 5 µm
- Pressione massima: 2,5 bar
- Dimensioni: 22x14,5x12 cm - 1,7 kg
- Rumorosità (EN 13544-1) 55 db
- Classe di rischio: IIa
- Norme: Classe di isolamento, Tipo B