



GIMA

COLPOSCOPIO ALLTION A LED - 9X

Codice: 29612
Categoria: Colposcopio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1709597
CND: Z12020703
EAN13: 8023279296129



Descrizione: COLPOSCOPIO LED ALLTION - 9X

Colposcopio di alta qualità che offre un'eccellente ottica ed una luce fredda bianca di lunga durata. Compatto, leggero e maneggevole.
Offre un'ottima qualità ad un prezzo competitivo.
Grazie allo speciale giunto sferico in Teflon®, permette all'operatore una facile messa a fuoco e una rotazione di 360°.
Fornito montato e pronto all'uso.

Manuale: GB, IT.

Caratteristiche tecniche:

- Ingrandimento 9X
- Lunghezza focale: 316 mm
- Campo di visibilità: Ø >22 mm
- Profondità di campo: >8 mm
- Intensità luce: 25.000 lux
- Oculare regolabile intercambiabile 12,5x
- Illuminazione: LED 5,9V / 5W a lunga durata
- Ottica superiore con oculari regolabili singolarmente
- Reostato integrato per regolazione luminosità
- Lampadina a LED facilmente sostituibile
- Filtro verde interno selezionabile
- 2 maniglie di regolazione della messa a fuoco (grossolana/fine)
- 2 maniglie di regolazione dell'altezza (grossolana/fine) (838-1.194 mm)
- Controllo di azione regolare
- Alimentazione: AC 110/240 V - 50/60 Hz / DC 12V 3A