



GIMA

IMMOBILIZZATORE TESTA - nero/giallo

Codice: 34079
Categoria: Fermacapo
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2327938
CND: Y060312
EAN13: 8023279340792



Descrizione: FERMACAPO

CONTOUR - adulto

Colore: giallo

Peso (kg): 1,5

Materiale: poliuretano e PVC stampati

Modelli di fermacapo per adulti e per bambini, in forme, materiali e colori differenti. Tutti sono formati da due blocchi testa e due fasce per impedire qualsiasi movimento della testa della persona infortunata durante il trasporto. Sui lati è presente un'apertura per le orecchie. Utilizzabili con barelle a cucchiaio e barelle in PE.

Materiale radiotrasparente adatto per camera a raggi x

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, GR, BG, RO