



GIMA

MASCHERINA IN SILICONE N. 3 - bambino/large

Codice: 34223

Categoria: Palloni e mascherine rianimazione
GIMA

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2526739

CND: R030199

EAN13: 8023279342239



Descrizione:

MASCHERINE GIMA AUTOCLAVABILI

Realizzate in silicone e policarbonato. Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

Mascherina N° 3 - bambino/large - latex free. Autoclavabili fino a 40 volte.