



GIMA

MASCHERINA IN SILICONE N. 5 - adulto/large

Codice: 34225

Categoria: Palloni e mascherine rianimazione
GIMA

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2526739

CND: R030199

EAN13: 8023279342253



Descrizione:

MASCHERINE GIMA AUTOCLAVABILI

Realizzate in silicone e policarbonato. Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

Mascherina N° 5 - adulto/large - latex free. Autoclavabili fino a 40 volte.