

DESCRIZIONE

Le SplintArt sono splint semplici e pratiche, create per immobilizzare gli arti. Il set comprende una gamma di steccobende completa per il trattamento di arti slogati o fratturati, le quali possono essere modellate secondo le necessità ed una volta applicate secondo le esigenze del caso, offrono una straordinaria rigidità. Data la leggerezza e l'adattabilità il set completo o i singoli pezzi si possono portare ovunque in quanto occupano pochissimo spazio. Inoltre, essendo realizzate in neoprene, mantengono la temperatura corporea.

COMPOSIZIONE

Struttura SplintArt in simil-neoprene Blu Royal accoppiato con MTP mm.5 D90 e jersey di cotone nero

Anima rigida di alluminio modellabile a freddo

Chiusura e regolazione in velcro blu e arancio

DESTINAZIONE D'USO

Arti slogati

Arti fratturati



CODICE	MISURA	Codice R.D.M.	Codice C.N.D.
1001	Gamba	74683/R	M030599
1002	Braccio	74727/R	M030599
1003	Gomito-Caviglia	74731/R	M030599
1004	Avambraccio	74732/R	M030599
1005	Polso	74737/R	M030599
1020	Set Completo (borsa + 1 pezzo per misura)	74761/R	M030599

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Appoggiare l'arto lesionato sullo SplintArt
 2. Modellare l'anima in metallo come si desidera
 3. Regolare e chiudere attraverso i velcri (il velcro di colore arancio indica la parte superiore)
- (Per riportare la SplintArt in posizione retta raddrizzare l'anima in metallo con le mani)

INDICAZIONI

Situazioni post-traumatiche o post-operatorie degli arti nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Prodotto sanitario da applicare sotto controllo medico. Radiotrasparente – Latex Free – Non sterile - Monopaziente.

CONTROINDICAZIONI / AVVERTENZE

Disturbi al sistema venoso, arterioso o linfatico. In caso di sospetta patologia in atto, consultare il proprio medico prima dell'uso. In ogni caso utilizzare per periodi prolungati nel tempo solo sotto controllo medico. Si consiglia di applicare il prodotto non direttamente a contatto con la cute.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano dai raggi solari, fonti di calore e polvere.

Il prodotto non ha scadenza, ma la durata prevista è di anni 10 per i materiali e i componenti del dispositivo.

LAVAGGIO

- Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri
- Sciacquare bene
- Non strizzare
- Lasciare asciugare orizzontalmente
- Non stirare

SMALTIMENTO

Materiale non pericoloso assimilabile ai rifiuti urbani

CONFEZIONAMENTO

Primario: Pezzi 1 in sacchetto in PVC

Secondario: box pezzi 5

Imballaggio e confezioni a perdere

CONFORMITA' DEL PRODOTTO/NORME DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) 2017/745

Dispositivo Medico di Classe I

ISO 9001:2015



Artsanità srl

Via della Borsa, 18 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy - Tel. 0039.0423.494209 – Fax 0039.0423.495866

C.F. e P.I. 03190310262 - Cap. Soc. € 10.330,00 - Reg. Imp. di Treviso nr. 03190310262 - R.E.A. n. 227049

www.artsanità.it – e-mail: info@artsanità.it – PEC: artsanità@legalmail.it

FABBRICANTE

Artsanità S.r.l. – Via della Borsa, 18 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – ITALY

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO A CORREDO

SPLINTART

COMPOSIZIONE
Struttura SplintArt in simil-neoprene Blu Royal accoppiato con MTP mm.5 D90 e jersey di cotone nero
Anima rigida di alluminio modellabile a freddo - Chiusura e regolazione in velcro blu e arancio

COMPOSITION
SplintArt structure in Blue Royal neoprene imitation coupled with MTP 5mm D90 and black cotton jersey. Rigid cold moldable aluminum core - Blue and orange velcro closure and adjustment

DESTINAZIONE D'USO
Arti slogati – arti fratturati

INTENDED USE
Sprained limbs - fractured limbs

ISTRUZIONI PER L'USO
Appoggiare l'arto lesionato sullo SplintArt, Modellare l'anima in metallo come si desidera, Regolare e chiudere attraverso i velcri (il velcro di colore arancio indica la parte superiore) (Per riportare la SplintArt in posizione retta raddrizzare l'anima in metallo con le mani)

INSTRUCTION FOR USE
Rest the injured limb on the SplintArt, Model the metal core as desired, Adjust and close through the velcro straps (the orange velcro indicates the upper part) (To return the SplintArt to a straight position, straighten the metal core with the hands)

AVVERTENZE
Disturbi al sistema venoso, arterioso o linfatico. In caso di sospetta patologia in atto, consultare il proprio medico prima dell'uso. In ogni caso utilizzare per periodi prolungati nel tempo solo sotto controllo medico. Si consiglia di applicare il prodotto non direttamente a contatto con la cute Radiotrasparente - non sterile - monopaziente - Latex Free
"Si raccomanda di segnalare ad Artsanità S.r.l e all'autorità Nazionale competente qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo"
Prodotto fabbricato e distribuito conformemente al Regolamento (UE) 2017 / 745
Dispositivo Medico di Classe I

WARNING
Disorders of the venous, arterial or lymphatic system. In case of suspected ongoing disease, consult your doctor before use. In any case, use for prolonged periods of time only under medical supervision. It is recommended to apply the product not directly in contact with the skin. X-ray transparent - non sterile - single patient - Latex Free
"It is advisable to report to Artsanità S.r.l and the competent national authority any serious accident occurring in relation to the device"
Product manufactured and distributed in accordance with Regulatory (UE) 2017 / 745
Class I Medical Device

CONSERVAZIONE E LAVAGGIO
Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta e fonti di calore.
Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutro non sciacquare bene, non strizzare.

STORAGE AND CLEANING
Store in a cool, dry and clean place away from direct sunlight and heat sources.
Hand wash in water at 30 ° C with soap or neutral detergent. Do not rinse well, do not wring

CODICI / CODE
REF 1001 Gamba – C.N.D.: M030599 – R.D.M.: 74683/R
REF 1002 Braccio – C.N.D.: M030599 – R.D.M.: 74727/R
REF 1003 Gomito-caviglia – C.N.D.: M030599 – R.D.M.: 74731/R
REF 1004 Avambraccio – C.N.D.: M030599 – R.D.M.: 74732/R
REF 1005 Polsa – C.N.D.: M030599 – R.D.M.: 74737/R
REF 1020 Set completo – C.N.D.: M030599 – R.D.M.: 74761/R

Fabbricato e distribuito / Manufactured and distributed:

Artsanità srl
Via della Borsa, 18 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
C.F. e P.I. 03190310262 - Tel. 0039.0423.494209 – Fax 0039.0423.495866
www.artsanità.it – e-mail: info@artsanità.it – PEC: artsanità@legalmail.it

Foglietto illustrativo Rev. 1 Data: 04.05.2021

ETICHETTA CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

SET SPLINTART COMPLETO

REF 1020

MISURA/SIZE

QTY 1

LOT 0621

09.06.2021

Dispositivo medico classe I
Regolamento (UE) 2017/745
Artsanità Srl
Via della Borsa 18 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY
Tel. +39.0423.494209 - Fax +39.0423.495866
www.artsanità.it - info@artsanità.it



Artsanità srl

Via della Borsa, 18 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy - Tel. 0039.0423.494209 – Fax 0039.0423.495866
C.F. e P.I. 03190310262 - Cap. Soc. € 10.330,00 - Reg. Imp. di Treviso nr. 03190310262 - R.E.A. n. 227049
www.artsanità.it – e-mail: info@artsanità.it – PEC: artsanità@legalmail.it

