



GIMA

TERMOMETRO DA ORECCHIO

Codice: 25580
Categoria: Termometri frontali e orecchio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 237591
CND: V03010102
EAN13: 8023279255805



Descrizione: TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI

- termometro conforme agli standard di precisione "ASTM" e CE EN 12470-5 (esclusiva di pochi brand) ($35,5^{\circ}\text{C} - 42^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$, altri $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$).
- design particolare con presa ergonomica
- misurazione in 1 secondo, facile e veloce
- memorizzazione di 9 misurazioni per il confronto e la valutazione nel tempo, allarme "febbre", display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura a infrarossi

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo*
* Solo scatola

Caratteristiche tecniche: Intervallo di misurazione: $34,0^{\circ}\text{C} \sim 42,2^{\circ}\text{C}$ ($93,2^{\circ}\text{F} \sim 108,0^{\circ}\text{F}$)
Tempo di risposta: 1 secondo
Tempo tra due misurazioni: > 5 sec
Visualizzazione display: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
Batteria: CR2032 (32212)
Dimensioni - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98