



GIMA

PALLONE PVC PEDIATRICO - con mascherina

Codice: 34248

Categoria: Palloni e mascherine rianimazione
GIMA

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2645407

CND: R03020201

EAN13: 8023279342482



Descrizione: **PALLONE PVC - bambini**
Fornito con mascherina monouso n° 3 e valvola POP-Off 40 cm H2O. Volume: 500 ml

Palloni rianimazione con mascherina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e adattatore per valvola PEEP.

La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. PVC monouso. Latex free.