



GIMA

ELETTRODI RETTANGOLARI

Codice: 28373

Categoria: Tens, Infrarex e accessori

Unità di vendita: conf. 4 pz.

Quantitativi minimi: 1


Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2289174

CND: N010299

EAN13: 8033003260265



Descrizione:

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO CON CAVO - latex free

Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.