



GIMA

ELETTRODI AMBU BLUE SENSOR SU - 4 mm

Codice: 33200
Categoria: Elettrodi, cavi ed accessori ECG
Unità di vendita: conf. 1200 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 57471
CND: C020501
EAN13: 5707480022014



Descrizione:

AMBU BLUE SENSOR SU

- gel liquido ad alta conduttività
- maggiore e rapida adesione
- connettore compensato unico - raccordo o tab
- materiale di supporto occlusivo
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi.

Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

Caratteristiche tecniche:

- Codice AMBU: SU-00-A/60
- Descrizione: BLUE SENSOR SU
- Applicazione: Riposo
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Polimero
- Dimensioni (mm): 49 x 33
- Forma: Lacrima
- Vita del prodotto* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: NO
- Tipo di connettore: 4 mm
- Minimo di vendita: Confezione da 1200 pezzi.
- Confezionamento: 20 sacchetti da 60 pz.

*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.