



GIMA

PALLONE RIANIMATORE AMBU SPUR II - adulti

Codice: 34235

Categoria: Palloni e mascherine rianimazione
AMBU

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Kit di prodotti medicali



EAN13: 5707480021536

Descrizione: AMBU SPUR II ADULTI - con mascherina n°5 e sacca ossigeno

Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione.

Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto.

La gamma è costituita dalle misure adulto, pediatrico, neonato.

Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno e tubo ossigeno.

I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.

Caratteristiche tecniche:

- Adatto per: Adulto > 30 kg
- Volume insufflazione 1 mano 600 ml / 2 mani 1.000 ml
- Volume insufflazione: 1.510 ml
- Misure (lunghezza x diametro): 284x127 mm
- Volume reservoir: 2.600 ml