



GIMA

PALLONE RIANIMATORE AMBU SPUR II - pediatrico

Codice: 34236

Categoria: Palloni e mascherine rianimazione
AMBU

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Kit di prodotti medicali



Descrizione: AMBU SPUR II Pediatrico - con mascherina n°1 e sacca ossigeno

Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione.

Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto.

La gamma è costituita dalle misure adulto, pediatrico, neonato.

Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno, tubo ossigeno e valvola limita pressione 4,0 kPa H₂O.

I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.

Caratteristiche tecniche:

- Adatto per: Pediatrico 10-30
- Volume insufflazione 1 mano 450 ml
- Volume insufflazione: 670 ml
- Misure (lunghezza x diametro): 223x99 mm
- Volume reservoir: 2.600 ml