



GIMA

AEROSOL CLINEB PRO - a pistone

Codice:	28060
Categoria:	Aerosol professionale ospedaliero
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II A
NSIS:	1734414
CND:	Z12159002
EAN13:	8054619104644



Descrizione: **AEROSOL CLINEB PRO - a pistone**

Nebulizzatore a pistone ad alte prestazioni per la somministrazione di qualsiasi tipo di farmaco, ideale per utilizzo ospedaliero e clinico intensivo. Struttura realizzata in plastica ad alto isolamento termico ed elettrico in conformità alle norme di sicurezza europee. Compressore a pistone a secco a lunga durata e ampolla con un sistema di valvole che permette di regolare la velocità di nebulizzazione. Classe II a - Classe di isolamento (EN 60601-1): Classe II Tipo B.

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche: Tensione di esercizio: 230 V- 50/60 Hz
Consumo di energia: 110 VA
Pressione massima: 300 kPa (3 bar)
Flusso d'aria: 16 l/min
Pressione d'esercizio: 95 kPa (0,95 bar)
Flusso d'aria di esercizio: 8 l/min a 130 kPa
Dimensione - Peso: 23x19xh25 cm - 2,2 kg
Livello rumorosità: 60dBa

Dotazione standard: Ampolla con valvola
Boccaglio
Mascherina per adulti e per bambini
Forcella nasale
Tubo e filtro d'aria
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE