



GIMA

AEROSOL CORSIA PROFESSIONAL - senza manometro

Codice: 28092
Categoria: Aerosol professionale ospedaliero
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 237553
CND: Z12159002
EAN13: 8023279280920



Descrizione: AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - pistone - senza manometro

Aerosol con compressore a pistone appositamente progettato per uso continuativo. Garantisce alte prestazioni con qualsiasi tipo di medicinale, ideale per utilizzo clinico e ospedaliero intensivo, raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Fabbricato con una struttura in plastica dotata di ottimo isolamento termico ed elettrico conforme alle più recenti norme di sicurezza europee. Il compressore con pistone senza olio ha una durata elevata e comprende un nebulizzatore HI-FLO jet che garantisce un rilascio rapido e preciso del medicinale. Facile da sollevare e da trasportare.

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche: Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - 184 VA
Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)
Portata aria: 16 l/min
Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)
Portata aria di esercizio: 5,2 l/min a 130 kPa
Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione
damm: 3,25 µm
GSD: 3,45
Dimensioni: 255x190xh 105 mm
Peso: 2,2 kg
Livello acustico: circa 57 db

Dotazione standard: Ampolla Jet HI-FLO
Boccaglio
Forcella naso
Mascherina adulti e bambini
Tubo e filtro dell'aria
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, RO, RU*, PL*, GR*
*Solo scatola