



GIMA

AEROSOL HAPPYNEB III - pistone - 230V

Codice: 28135

Categoria: Aerosol pistone domiciliare

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 1757691

CND: Z12159002

EAN13: 8033717011450



Descrizione: AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V

Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una terapia rapida ed efficace. Affidabili, pratici e sicuri. Silenziosi e con pistone senza olio. Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli. Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.
Manuali e scatola in 5 lingue: GB, FR, IT, ES, DE

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche: Portata: 16 ml
Volume respirabile < 5 µm 80%
MMAD (Diametro Aerodinamico Mediano Di Massa) 2,7 µm
Tasso di nebulizzazione 0,60 ml/min
Volume residuo 0,7 ml

Dotazione standard: Mascherina adulti e pediatrica
Boccaglio
Forcella nasale
Tubo di connessione
Ampolla Nebjet