



GIMA

AEROSOL PROFESSIONALE COMP-A

Codice: 28090

Categoria: Aerosol professionale ospedaliero

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 1757691

CND: Z12159002

EAN13: 8033717011412



Descrizione: HOSPYNEB PROFESSIONAL

Aerosol con compressore a pistone per utilizzo professionale e a domicilio.
Rappresenta tutte le esigenze delle tecniche più moderne.
Affidabile e facile da usare, anche da persone inesperte.

Manuale: GB, FR, IT, DE, ES.
Fabbricato in Italia.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Dimensioni: 19,6 x 35,7 x h 18,5 cm
- Pressione Max: 250 kPa
- Livello di rumore: 55 dBA
- Pressione operativa: 0-110 kPa
- Peso: 2,5 kg
- Flusso: 15 l/min
- Classe MDD: IIa

Dotazione standard:

- Aerosol Fasterjet con valvola
- Forcella nasale d'irrigazione (polipropilene)
- Boccaglio (polipropilene) con valvola (silicone)
- Mascherine adulto e bambino (senza FTALATI e PVC)
- Tubo d'aria (senza FTALATI e PVC) e filtro di ricambio
- Naslajet