



GIMA

ASPIRATORE MINI ASPEED EVO BATTERY - 1 litro per ambulanza

Codice: 28283

Categoria: Aspiratori a batteria

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II B

NSIS: 1758469

CND: Z120105

EAN13: 8033717011306



Descrizione: ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 1 l per ambulanze

Aspiratore portatile professionale ad alto flusso-alto vuoto, funziona con alimentazione a 12V, con batterie ricaricabili incorporate o direttamente da rete elettrica (funzionamento continuo 110-230 V) durante la ricarica delle batterie.
Autonomia 45 min. con batterie a piena carica.

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche: Tensione funzionamento: con batteria interna CC 12 V - 4 Ah da rete 100÷240 V ~ 50/60 Hz - 14 VCC 4,28A
Consumo: max 50 W
Autonomia batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica circa 6 ore
Dimensioni: 134x378xh 263 mm
Peso: 5 kg
Capienza del vaso: 1 l
Flusso: 30 litri/min
Livello di rumorosità: 65 dBA a 1 m
Cicli di funzionamento: continui (45 min di autonomia della batteria)
Aspirazione max: 0 ± 85 kPa
Norme: DDM 93/42/CEE (Classe IIa - allegato IX) EN60601-1(IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)
UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971
Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP34d (IEC 529)
Classe II - Tipo B

Dotazione standard: Vaso 1 l autoclavabile con valvola di sicurezza
2 filtri antibatterici idrofobici
Cannula sterile monouso CH14
Manuale d'uso: GB, IT, FR, DE, ES
Regolatore manuale sterile monouso
Cavo di alimentazione - 2 m
Sacca monouso in silicone 1 l
Borsa a tracolla per il trasporto
Staffa di supporto per ambulanza
Caricabatteria multitensione
Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm