



# GIMA

## ASPIRATORE MINI ASPEED EVO BATTERY - 1 litro

**Codice:** 28282  
**Categoria:** Aspiratori a batteria  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 1758504  
**CND:** Z120105  
**EAN13:** 8033717011283



**Descrizione:** ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 1 l

Aspiratore portatile professionale ad alto flusso-alto vuoto, funziona con alimentazione a 12V, con batterie ricaricabili incorporate o direttamente da rete elettrica (funzionamento continuo 110-230 V) durante la ricarica delle batterie.  
Autonomia 45 min. con batterie a piena carica.

Made in Italy.

**Caratteristiche tecniche:** Tensione funzionamento: con batteria interna CC 12 V - 4 Ah da rete 100÷240 V ~ 50/60 Hz - 14 VCC 4,28A  
Consumo: max 50 W  
Autonomia batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica circa 6 ore  
Dimensioni: 134x378xh 263 mm  
Peso: 4,7 kg  
Capienza del vaso: 1 l  
Flusso: 30 litri/min  
Livello di rumorosità: 65 dBA a 1 m  
Cicli di funzionamento: continui (45 min di autonomia della batteria)  
Aspirazione max:  $0 \pm 85$  kPa  
Norme: DDM 93/42/CEE (Classe IIa - allegato IX) EN60601-1(IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)  
UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971  
Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP21  
Classe IIa - Tipo BF

**Dotazione standard:** Vaso 1 l autoclavabile con valvola di sicurezza  
2 filtri antibatterici idrofobici  
Cannula sterile monouso CH14  
Manuale d'uso: GB, IT, FR, DE, ES  
Regolatore manuale sterile monouso  
Cavo di alimentazione - 2 m  
Sacca monouso in silicone 1 l  
Borsa a tracolla per il trasporto  
Caricabatteria multitensione  
Cavo per ricarica batterie da auto  
Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm