



GIMA

ASPIRATORE SUPERVEGA EVO A BATTERIA

Codice: 28182

Categoria: Aspiratori a batteria

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2059698

CND: Z120105

EAN13: 8023279281828



Descrizione: **ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA EVO DA AMBULANZA**

Supervega 118 e Supervega Evo sono dispositivi medici elettrici portatili per l'aspirazione di fluidi nasali, orali e tracheali negli adulti o nei bambini.

Due o tre modalità di funzionamento: alimentazione 100-240 V (solo 28183 e 28241), adattatore auto 12 V o batteria interna ricaricabile.

Dotati di motore brushless a lunga durata che elimina ogni genere di odore e residuo di carbone.

Ampio schermo LCD

La lettura nitida dei valori e i tasti morbidi per la regolazione del vuoto aumentano la precisione di aspirazione.

Sistema di FEEDBACK

Controlla e gestisce la potenza di aspirazione, fornendo una lunga autonomia alla leggera batteria agli ioni di litio e una rumorosità moderata durante il funzionamento.

Funzione PROXIMITY: IL DISPOSITIVO SI ACCENDE/SI SPEGNE SENZA TOCCARLO

Questa funzione previene ed evita il rischio di contaminazione crociata tra i pazienti.

Diverse tipologie di vaso

Makrolon® standard in policarbonato autoclavabile (121°C), FLOVAC® monouso opzionali o APEC® in policarbonato autoclavabile (143°C).

La staffa di supporto per ambulanza è testata dinamicamente a 10g in conformità alla norma europea EN 1789:2007.

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche:

- Motore: pompa a pistone senza olio e senza manutenzione
- Alimentazione:
 - Batteria al litio interna ricaricabile (14,8 V - 5,2 A) - Autonomia 70 min
- Ricarica da staffa di supporto
- Vuoto max (regolabile): -0,75 Bar; -75 kPa; -563 mmHg
- Potenza aspirazione: 26 l/m
- Dimensioni: 35x19x15 cm Peso: 2,7 kg



GIMA

- **Ciclo di lavoro: non stop (solo tramite corrente o 12 V)**
- **Rumorosità min/max: 46,7/61,8 dBA**

Dotazione standard:

Vaso in policarbonato 1.000 ml con valvola di troppo-pieno

Filtro antibatterico

Catetere di aspirazione

Set di tubi in silicone con connettore conico

Staffa di supporto per ambulanza 20x16x16 cm

Borsa per il trasporto

Manuale d'uso GB, FR, IT, DE, ES