

SCHEDA TECNICA ECOULTRAGEL CLEAR



Il gel conduttore ECOULTRAGEL per ecografia e per apparecchiature ad ultrasuoni, è classificato, secondo quanto indicato dalla MDR 2017/745, Allegato I, nei prodotti di classe I, non sterili. Gel particolarmente indicato per gli esami di diagnostica e terapia con apparecchiature ad ultrasuoni ed Ecografia.

Perfetta trasmissione acustica, idrosolubile, non irrita, non unge, non danneggia le sonde, non contiene sali, ipoallergenico, non contiene sostanze abrasive.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESTINAZIONE D'USO

E' destinato ad essere applicato sulla cute integra, in modo da poter svolgere azione di conduttore fra il corpo e l'apparecchiatura.

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Acqua, agente umettante, polimero, conservanti.

pH = $6,2 \pm 0,4$

Conservanti:

A norma del Regolamento CE 1223/2009

Colorante

A norma del Regolamento CE 1223/2009

CARATTERISTICHE FISICHE:

Densità:

$1,02 \text{ gr/cm}^3$

Viscosità:

Viscosità $80.000 \pm 10.000 \text{ CPS}$ (Viscosimetro Brookfield, modello DVI, girante 6,10 RPM, a 20°C)

Infiammabilità:

Non infiammabile.

Il prodotto non contiene sostanze con una rilevanza tossicologica particolare, non è stato rilevato nessun dato critico o effetto indesiderato nel normale utilizzo.

 **Pirrone** S.r.l.
SPECIAL PAPERS

Via Gramadora 12/14, 47122 Forlì
tel. (+39) 02.525397.1 - fax (+39) 02 57404077
CF e P.Iva n. IT 08055750965
N. iscrizione Registro Imprese 08055750965
Numero R.E.A. FO - 419633
Capitale Sociale € 10.000 i.v.
<http://pirrone.com>
e-mail: infopirrone.com

 Certificato n.
9124.PIR2
EN ISO 13485:2016

 Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2015



 0051

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto non richiede particolari misure di sicurezza

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

INALAZIONE: nessuna

CONTATTO CON LA PELLE: nessuna

CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua corrente

Misure in caso di fuoriuscita accidentale:

PRECAUZIONI INDIVIDUALI: non necessarie

PROCEDURE DI PULIZIA: raccogliere con una paletta e sciacquare i residui

MANIPOLAZIONE: non necessarie particolari precauzioni

STOCCAGGIO / CONFEZIONAMENTO:

a temperatura non superiore a 45°C

CONTROLLO DELL' ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE:

PROTEZIONE RESPIRATORIA: non necessaria

PROTEZIONE DELLE MANI: non necessaria

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: non necessaria

PRECAUZIONI SPECIALI: non necessaria

ALTRO EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO: non necessaria

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE:

STATO FISICO: gel

COLORE: azzurro

ODORE: privo di profumo od essenze

PH: $6,2 \pm 0,4$ a 25°C

VISCOSITA' : 80.000 ± 10.000 CPS a 25 °C

SOLUBILITA' IN ACQUA: SOLUBILE

STABILITA' E REATTIVITA':

CONDIZIONI DA EVITARE: stabile in condizioni normali di temperatura e pressione

MATERIALI DA EVITARE: non si conoscono incompatibilità specifiche.

Evitare il contatto con sostanze basiche.

 **Pirrone** S.r.l.

SPECIAL PAPERS

Via Gramadara 12/14, 47122 Forlì
tel. (+39) 02.525397.1 - fax (+39) 02.57404077
CF e P.Iva n. IT 08055750965
N. iscrizione Registro Imprese 08055750965
Numero R.E.A. FO - 419633
Capitale Sociale € 10.000 i.v.
<http://pirrone.com>
e-mail: infopirrone.com



Certificato n.
9124.PIR2
EN ISO 13485:2016



Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2015



INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

VIE DI PENETRAZIONE: ingestione

TOSSICITA' ACUTA: dose innocua orale per uomo 50ml

INGESTIONE: ingerendo grandi quantità si può avere cefalea, sete, nausea, diarrea.

CORROSIVITA' /POTERE IRRITANTE:

-CUTE: assenza di evidenze scientificamente provate

-OCCHIO: assenza di evidenze scientificamente provate

POTERE SENSIBILIZZANTE: assenza di evidenze scientificamente provate

MUTAGENESI: assenza di evidenze scientificamente provate

CANCEROGENESI: assenza di evidenze scientificamente provate

INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

evitare l'immissione in fogne ed in specchi d'acqua

CONSIDERAZIONI PER LO SMALTIMENTO:

lo smaltimento deve avvenire in luogo autorizzato ed in osservanza delle leggi vigenti sia locali che regionali

CONFEZIONAMENTO:

Codice prodotto	Confezionamento	N° di registrazione al repertorio D.M.
12771	250 ml	1253341
12050	5Lt	1253259

ALTRE INFORMAZIONI:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulla legislazione esistente, sulle regole di sicurezza generale e sulle nostre conoscenze personali.

Sebbene queste informazioni rappresentino il meglio delle nostre conoscenze attuali, le raccomandazioni o i suggerimenti potrebbero non essere garantiti, dal momento che le condizioni d'uso del prodotto sono al di là del nostro controllo.

 **Pirrone** S.r.l.
SPECIAL PAPERS

Via Gramadara 12/14, 47122 Forlì
tel. (+39) 02.525397.1 - fax (+39) 02.57404077
CF e P.Iva n. IT 08055750965
N. iscrizione Registro Imprese 08055750965
Numero R.E.A. FO - 419633
Capitale Sociale € 10.000 i.v.
<http://pirrone.com>
e-mail: infopirrone.com

