



# GIMA

## TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP 720 - MC-720-E

**Codice:** 25611  
**Categoria:** Termometri a distanza  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 1462417  
**CND:** V03010102  
**EAN13:** 4015672108561



**Descrizione:** TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP® 720

Gentle Temp® 720 è un termometro a distanza a infrarossi rapidissimo e preciso.

Misura la temperatura del corpo, delle superfici e dell'ambiente.

Memorizza fino a 25 letture, registra le variazioni di temperatura in un periodo di tempo e ne monitora l'andamento.

Passando dalla modalità di rilevazione frontale alla modalità di misurazione della temperatura superficiale, si ottiene la temperatura reale non rettificata degli oggetti, che consente di determinare per esempio se la temperatura di un oggetto (biberon o portavivande) è giusta per il paziente o per il bambino.

La temperatura ambientale è sempre visualizzata.

Per uso domestico. La scala di lettura è commutabile °C/°F.

Fornito con 1 batteria, tappo protettivo e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

### 3 APPLICAZIONI: FRONTE, SUPERFICI, AMBIENTE

**Caratteristiche tecniche:**

- Tipo di misurazione: a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente)
- Campo/precisione misurazione:
  - fronte 34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) /  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
  - superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) /  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
  - ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) /  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Spegnimento automatico: 1 min
- Tempo di misurazione: 1 secondo
- Distanza di misurazione: 1-3 cm (0,4-1,2 pollici)
- Modalità di visualizzazione: °C/°F
- Memoria: 25 letture
- Display: retroilluminato
- Batteria: 1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC
- Durata batteria: circa 2.500 misurazioni
- Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22
- Dimensioni - Peso: 155x39x45 mm - 90g