

SCHEDA TECNICA

Super Sterigel



Gel idrosolubile sterile, "salt free", per gli esami di diagnostica con apparecchiature ad ultrasuoni dove è richiesta la sterilità. Utilizzato in procedure chirurgiche, biopsie e simili applicazioni sterili dove il rischio di infezione è alta. Non irritante, non sensibilizzante, non citotossico.

Non unge e non danneggia le sonde con cui viene a contatto.

codice articolo	13118
confezione	bustine da 20 ml.- scatola da 48 pz. cartone da 288 bustine
produttore	CERACARTA S.p.A

Prodotto marcato CE - classe di appartenenza : II a - **C.N.D.:** V9099 - **R.D.M.:** 1434990

Caratteri organolettici: Gel viscoso a base acquosa, di colore chiaro

Composizione: Acqua, agente umettante, polimero, conservanti

Conservanti: A norma del Regolamento CE 1223/2009

Colorante: /

pH: 6,8± 0,4

Densità: 1,02 g/cm³

Viscosità: 80.000 ± 10.000 CPS (Viscosimetro Brookfield, modello DVI, girante 6,10 RPM, a 20°C)

Tossicità: E' stato eseguito un "PATCH TEST AD INSULTO RIPETUTO (96 ORE)" per una valutazione del potenziale potere irritante di un Dispositivo Medico e a livello preliminare del potenziale potere sensibilizzante dello stesso. I controlli eseguiti durante e dopo il test hanno rilevato che nessuno dei soggetti mostrava alcuna sensibilità o irritazione da contatto o reazioni allergiche ad alcuna delle prove eseguite

Controllo microbiologico: E' stato eseguito un "CHALLENGE TEST" per verificare l'efficacia del sistema conservante. I controlli eseguiti hanno evidenziato l'adeguatezza del sistema conservante stesso.

Buste: Accoppiato PET/Al/PE a norma D.M. 21-3-73 (uso alimentare) e successive modifiche

Durata del prodotto: 5 anni se conservato nell'imballo originale, sigillato ed in ambiente asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta.

Precauzione d'impiego: Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata o nel caso di evidente contaminazione del prodotto. Gel monouso.

 **Pirrone** S.r.l.
SPECIAL PAPERS

Via Gramadara 12/14, 47122 Forlì
tel. (+39) 02 525397.1 - fax (+39) 02 57404077
CF e P.Iva n. IT 08055750965
N. iscrizione Registro Imprese 08055750965
Numero R.E.A. FO - 419633
Capitale Sociale € 10.000 i.v.
<http://pirrone.com>
e-mail: info@pirrone.com