



GIMA

ASPIRATORE HOSPI PLUS 2 vasi da 2 litri

Codice: 28200

Categoria: Aspiratori chirurgici ospedalieri

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 590729

CND: Z120105

EAN13: 8023279282009



Descrizione:

HOSPI PLUS Basic

- Vasi autoclavabili: 2x2 l

- Pedale: NO

- Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): NO

Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia.

Le pompe a pistone che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi secondi.

Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in makrolon con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso.

Ampia gamma di versioni con funzioni differenti

- velocità di flusso di 60 l/m (Clinic Plus) o 90 l/m (Hospi Plus)

- vasi da 2, 4 o 5 l

- sistema di guide multifunzionali MPR per una maggiore versatilità

- pedale e regolatore direzionale di flusso

Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno

Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico (tutti i modelli), contenitore di sicurezza (solo modelli MPR).

Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail)

Questo sistema aumenta la versatilità consentendo di scambiare facilmente e rapidamente i vari accessori, senza attrezzi.

Cinque connettori per anelli di diverso diametro per vasi di dimensioni e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta-cannule e contenitore di sicurezza.

APPLICAZIONI PRINCIPALI: PRONTO SOCCORSO, CHIRURGIA GENERALE, GINECOLOGIA, NEUROCHIRURGIA, OSTETRICIA, SALA OPERATORIA, STUDIO DENTISTICO

Dimensioni: 460 x 850 x 420 mm

Peso: 20 kg

Made in Italy.



GIMA

Caratteristiche tecniche:**Tensione di funzionamento: 230 V - 50/60 Hz****Aspirazione max: - 0,90 bar (675 mmHg)****Ciclo operativo: continuo****Flusso: 90 l/min****Alimentazione: 385 VA****Rumorosità: 46,4 dBA****Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE****Dotazione standard:****Vaso autoclavabile 121°C con valvola troppopieno: 2x2 l****Anelli per adattare vasi da 5 l: NO****Contenitore di sicurezza (220 ml): NO****Filtro antibatterico idrofobico (monouso): 1****Tubi in silicone autoclavabili Ø 8x14 mm lunghezza 150 cm: 1****Connettore conico Ø 10-11-12mm: 1****Ingresso aspirazione aria: 1****Pedale a funzionamento intermittente o continuo: NO****Sistema sostituzione vasi con tasti soft-touch: NO****Cavo di alimentazione con presa Schuko: 1****Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES ,DE, GR, PL, RO**