



GIMA

TERMOMETRO AURICOLARE OMRON GENTLE TEMP 520 - MC-520-E

Codice: 25610

Categoria: Termometri frontali e orecchio

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 1660080

CND: V03010102

EAN13: 4015672107793



Descrizione: OMRON GENTLE TEMP® 520 TERMOMETRO AURICOLARE

Il termometro a infrarossi Gentle Temp® 520 offre misurazioni della temperatura pratiche, sicure, accurate e rapide dal padiglione auricolare.

Offre funzioni avanzate: misurazione in un secondo e memoria fino a nove letture per registrare i cambiamenti di temperatura in un periodo di tempo e monitorare le tendenze.

Inteso per uso domestico.

Ampio display LCD.

Scala di lettura commutabile °C/°F.

Può eseguire fino a 3 misurazioni consecutive.

Fornito con 1 batteria, 21 coprisonde, cappuccio di protezione, anello di connessione e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo).

Caratteristiche tecniche:

- Intervallo di misurazione: 34,0-42,2°C (93,2-108,0°F)
- Accuratezza: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$)
- Tempo di misurazione: 1 secondo
- Scala temperatura: commutabile °C/°F
- Spegnimento automatico: 1 min
- Memoria: 9 letture
- Display: LCD
- Alimentazione: 1 batteria a bottone al litio CR 2032 3,0V CC (cod. Gima 32212)
- Durata della batteria: circa 2.500 misurazioni
- Dimensioni - peso: 161x36x56 mm - 85g
- Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22