



GIMA

TERMOMETRO NO CONTACT AD INFRAROSSI RI-THERMO SENSIOPRO

Codice: 25540
Categoria: Termometri a distanza
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A



EAN13: 4045396219953

Descrizione: TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI RI-THERMO® SENSIOPRO

Termometro a distanza preciso e rapido, riduce il rischio di contaminazione crociata.

Misurazioni della temperatura frontale per uso clinico, calibrate su una temperatura corporea orale di riferimento. Ottimizzato per i professionisti.

Caratteristiche:

- lettura per uso clinico in 1-2 secondi
- standard ISO 80601-2-56:2017
- sicuro ed efficiente
- la misurazione a distanza a infrarossi evita la contaminazione crociata
- 3.000 misurazioni con un set di batterie
- memorizza 30 misurazioni
- schermo LED retroilluminato
- utilizzo con una sola mano

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misurazione: Fronte: 22 - 44°C
Precisione: Fronte: 36 - 39°C $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, $< 36^{\circ}\text{C}$ o $> 39^{\circ}\text{C}$
Temperatura di funzionamento: 10 - 40°C (50 - 104°F), Umidità relativa 95% o meno
Risoluzione: 0,1°C / 0,1°F
Unità di misura: °C (Default) / °F
Indicatore massimo/minimo: 34 - 43°C (93,2 - 109°F)
Alimentazione: Due batterie AA 1,5 V (non ricaricabili)
Durata batterie: Circa 3000 misurazioni
Capacità memoria: Consente richiamo memoria, 30 misurazioni precedenti
Risparmio energetico: Spegnimento automatico dopo 30 secondi
Distanza di misurazione: Circa 3 - 7 cm
Dimensioni - Peso: 150 (L) x 48,5 (P) x 55 (A) mm - 125,8 g (con batteria)
Standard: ASTM E1965-98 e direttiva EC 93 / 42 / CEE