



# GIMA

## FERMACAPO PEDIATRICO

**Codice:** 34024

**Categoria:** Fermacapo

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2327921

**CND:** V0899

**EAN13:** 8023279340242



**Descrizione:** Quattro modelli di fermacapo, in forme, materiali e colori differenti.

- **Tipo:** PEDIATRICO
- **Colore:** Nero
- **Materiale:** Polietilene

Tutti gli articoli sono formati da 2 blocchi testa e due fasce. Prevengono qualsiasi movimento della testa della persona ferita durante il trasporto.

Materiale radiotrasparente adatto per camera a raggi x