



# GIMA

## TAVOLA SPINALE PEDIATRICA BABY GO

**Codice:** 34023

**Categoria:** Tavola spinale

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 2327916

**CND:** V0804

**EAN13:** 8023279340235



**Descrizione:** Baby Go è una tavola spinale professionale studiata appositamente per i bambini che consente di mantenere la spina dorsale in posizione neutrale e avere un allineamento ottimale delle vie respiratorie.

La tavola ha quattro diversi profili (due su ogni lato), per garantire un corretto allineamento del bambino a seconda della corporatura da 47 a 150 cm.

Include due cinghie per fissare il fermacapo in base all'altezza del bambino.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensione aperta: 119.5 x 32 x 4.5 cm
- Peso: 2.2 kg
- Portata: 30 kg