



GIMA

BILANCIA ASTRA - meccanica con altimetro

Codice: 27310

Categoria: Bilance a colonna meccaniche

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I M

NSIS: 2360867

CND: V039

EAN13: 8023279273106



Descrizione: BILANCIA ASTRA - 200 kg - Classe III meccanica con altimetro (75-200 cm)

Bilancia tradizionale estremamente robusta per misurazioni precise.
Fabbricata in acciaio e ricoperta di gommalacca sbiancata ad alta resistenza.
Robusto sistema di leve.
Dotata di rotelle per una facile movimentazione.
Certificato NAWI, Classe III

Manuale: GB, ES, FR, IT, DE, GR, PT, Arabo.

Misura leggibile da entrambi i lati dell'altimetro da 75 a 200 cm
Pedana antiscivolo

Caratteristiche tecniche: Portata: 200 kg
Precisione: 100 g
Peso: 15,3 kg
Dimensioni: 435x1.485x565 mm
Pedana: 375x275 mm
Dimensioni della confezione: 1.490x495x155 mm