



GIMA

BILANCIA BODY FAT EQUILIBRA - bianca

Codice: 27269

Categoria: Bilance Body Fat

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8023279272697

Descrizione: BILANCIA BODY FAT equilibra - bianca

Bilancia per misurare il grasso corporeo, con tecnologia intelligente SENSE ON.
Monitoraggio di IMC, grasso corporeo, acqua, massa muscolare e massa ossea.
Ampio schermo LCD retroilluminato e piatto in vetro temperato di sicurezza.
Funzione memoria e accensione e spegnimento automatici.
Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica.
Fornita con 4 batterie AAA.

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 180 kg
- Unità: kg/lb
- Divisioni: 0,1 kg
- Dimensioni: 300x300x h 21,6 mm
- Schermo: LCD, 74x38 mm
- Peso: 6,40 kg
- Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse)