



# GIMA

## BILANCIA BODY FAT LIBRA - nera

**Codice:** 27089

**Categoria:** Bilance Body Fat

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279270891

**Descrizione:** BILANCIA BODY FAT LIBRA - nera

Bilancia multifunzione per misurare grasso corporeo, acqua, massa muscolare e massa ossea.

Fornita in confezione a colori con manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, PL)

- 4 sensori G di precisione
- memoria 8 utenti
- 3 pulsanti touch per facilitare l'uso
- spegnimento automatico in 30 secondi
- accensione automatica

**Peso e analisi dei risultati mostrati sulla bilancia**

**Caratteristiche tecniche:**

- Portata: 150 kg - min. 5 kg
- Unità: kg/lb/st
- Dim. LCD: 62,5x62 mm
- Batterie: (incluse)
- Precisione: 100 g
- Dimensioni: 310x310x18,8 mm