



GIMA

BILANCIA BODY FAT NEMESI

Codice: 27270

Categoria: Bilance Body Fat

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8023279272703

Descrizione: BILANCIA BODY FAT NEMESI

Analizzatore corporeo a schermo intero, con 4 sensori G ad alta precisione.
Misura il grasso corporeo, l'acqua, la massa muscolare, la massa ossea e l'IMC.
Memoria 8 utenti.
Schermo intero LCD molto ampio e retroilluminato con lettura su due righe e pulsante meccanico.
Forma ultrasottile.
Funzione di accensione automatica.
Piattaforma di 6 mm in vetro temperato, elettrodi in acciaio inox.

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 180 kg
- Dimensioni: 330x320xh 19,4 mm
- Divisioni: 0,1 kg
- Peso: 7,08 kg
- Unità: kg/lb/st
- Alimentazione: 4 batterie AAA (con retroilluminazione)