



GIMA

BILANCIA BODY FAT OMRON BF511

Codice: 27293

Categoria: Bilance Body Fat

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I M

NSIS: 2556668

CND: Z12099001

EAN13: 4015672104051



Descrizione: MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA OMRON BF511

OMRON BF511 fornisce una misurazione completa della composizione corporea, con accuratezza clinica; è classificato e validato come dispositivo medico, adatto anche per bambini.

Offre una lettura completa del grasso corporeo e viscerale, del livello di muscolo scheletrico, dell'IMC e del metabolismo basale. La misurazione avviene tramite 8 sensori posizionati su mani e piedi per garantire risultati completi.

Funziona grazie al metodo di impedenza bioelettrica (BIA); il grasso viene mostrato come percentuale del peso corporeo totale.

Scatola e manuale multilingue (GB, IT, FR, DE, NL, RU, Arabo).
4 batterie AA incluse.