



GIMA

BILANCIA BODY FAT SOEHNLE EXACTA

Codice: 27229

Categoria: Bilance Body Fat

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 4006501633170

Descrizione: BILANCIA BODY FAT EXACTA DELUXE

Misura peso, grasso, acqua, massa muscolare e il consumo calorico giornaliero.
Sensore e sfioramento.
Display LCD facile da leggere.
Pedana ampia in vetro di sicurezza.
Memoria per 8 utenti.
Kg/lb/st selezionabile dall'utente. Funzione ON/OFF automatica.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, CZ, HR, DK, SE, FI, SI, TR, RU.

Caratteristiche tecniche:

- Portata: max 180 kg, min 3 kg
- Precisione: 100 g
- Dimensioni: 310x310x22 mm
- Display LCD: 31 mm
- Alimentazione: 2 batterie CR2032 - incluse
- Garanzia: 3 anni