



GIMA

BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro - non DM

Codice: 27289

Categoria: Bilance a colonna digitali

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8023279272895

Descrizione: BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro (80x210 cm)

Bilancia digitale affidabile con altimetro integrato.

Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su schermo per tracciare le attività in tempo reale.

Schermo LCD retroilluminato ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità.

Risultati precisi grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso.

Funzione di spegnimento automatico.

Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.

Altimetro in cm-pollici telescopico in alluminio anodizzato con intervallo di misurazione da 80 a 210 cm e graduazione di 0,5 cm

Doppia lettura kg/lb.

Pedana: 375x275 mm

Caratteristiche tecniche:

Portata: 200 kg

Precisione: 100 g

Alimentazione: 110-240 V - 50-60 Hz

Caricabatteria: 6 V - 5 AH

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Autonomia: 36 ore da carica completa

Dimensioni della confezione: 1.000x320x260 mm

Dimensioni - Peso: 535x275x960 mm - 12 kg