



# GIMA

## BILANCIA DIGITALE PIATTA SECA 813

**Codice:** 27265

**Categoria:** Bilance da terra

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 4012030020770

**Descrizione:** BILANCIA DIGITALE PIATTA SECA 813

Bilancia elettronica con portata fino a 200 kg.

La piattaforma molto ampia e la forma piatta facilitano la pesatura di pazienti sovrappeso; la salita risulta semplificata.

Struttura in acciaio massiccio, robusto rivestimento in gomma, base antiscivolo in gomma, che garantisce sicurezza e stabilità.

Commutabile Kg/lbs/sts.

Funzioni auto-hold, step-off e accensione/spegnimento automatici.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.

Altezza cifre: 29 mm

**Caratteristiche tecniche:**

Portata: 200 kg

Precisione: 100 g

Dimensioni: 433x373xh 47 mm

Dim. pedana: 400x300xh 45 mm

Peso: 2,9 kg

Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)