



GIMA

BILANCIA DIGITALE SECA 807

Codice: 27257

Categoria: Bilance da terra

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 4012030006750

Descrizione: BILANCIA DIGITALE SECA 807

Bilancia digitale con tecnologia avanzata per maggiore comodità.

Extra-sottile per facilitare la salita sulla pedana.

Quattro apposite celle di carico in acciaio inox garantiscono elevata precisione.

Fornita con sensori di potenza, numeri grandissimi su schermo LCD e superficie in vetro di qualità.

Vetro di di sicurezza resistente agli urti. Funzioni step-off, autohold e accensione/spegimento (ON/OFF) automatici.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.

Altezza cifre: 29 mm

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 150 kg
- Precisione: 100 g
- Dimensioni: 310x310xh 37 mm
- Peso: 2 kg
- Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)