



# GIMA

## BILANCIA MECCANICA SECA 700 - kg/lbs - con altimetro

**Codice:** 27295

**Categoria:** Bilance a colonna meccaniche

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I M

**NSIS:** 2129637

**CND:** V0399



**Descrizione:** BILANCE MECCANICHE CON ALTIMETRO

• SECA 700 - kg/lbs

Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva.  
Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati.

Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

**Caratteristiche tecniche:**

- Capacità: 160 kg - 400 lbs
- Precisione: 100 g - 1/4 lbs
- Dimensione: 520 x 1.556 x 520 mm
- Piattaforma: 335 x 80 x 345 mm
- Peso: 16,5 kg