



# GIMA

## BILANCIA MECCANICA SECA 700 - kg - con altimetro

**Codice:** 27297

**Categoria:** Bilance a colonna meccaniche

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I M

**NSIS:** 1404824

**CND:** Y0399

**EAN13:** 4012030018791



**Descrizione:** SECA 700 - kg

Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva.

Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati.

Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

**Caratteristiche tecniche:**

- Capacità: 220 kg
- Precisione: 50 g
- Dimensione: 520 x 1.556 x 520 mm
- Piattaforma: 335 x 80 x 345 mm
- Peso: 16,5 kg