

	Ago per iniezione dispoFINE, sterile	all.n.3 pt.2 subpt.2.3
		revisione 8
		data: 2019-10-16
	TD-42	modifica del: 2023-02-01

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02, fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONE:

ÿ dispositivo progettato per uso endovenoso, intramuscolare e ipodermico
iniezioni

CARATTERISTICHE:

ÿ il tubo dell'ago è realizzato in acciaio inossidabile liscio e resistente ÿ guaina e
mozzo in polipropilene, pareti sottili assicurano un'adeguata
ÿ velocità del flusso punta affilata su tre superfici (taglio
ÿ posteriore) tipo di smusso: lb/bl smusso lungo standard
ÿ piccola forza di iniezione e scorrimento sulla
ÿ superficie dell'ago tubo rivestito con
ÿ agente scorrevole (silicone) ÿ elementi ad aghi incollati per impedirne la
separazione (colla - resina epossidica) ÿ mozzi colorati secondo il codice iso che consentono un
rapido riconoscimento dei
dimensione dell'ago
ÿ senza lattice, senza ftalati,
ÿ atossico, apirogeno ÿ eosterilizzato

ÿ durata di conservazione:
ÿ 5 anni confezione: 1 pz./foglio di carta



TAGLIA E RIFERIMENTO

NUMERO DI CATALOGO	MISURARE	COLORE	G	INTERMEDIO CONFEZIONE	MASSA CONFEZIONE
IN-03X12*	0,3mm x 12mm	giallo	30	100 pezzi	50 x 100 pz 50
IN-03X13	0,3mm x 13mm	giallo	30	100 pezzi	x 100 pz 50 x
IN-04X19	0,4mm x 19mm	medio grigio	27	100 pezzi	100 pz 50 x 100
IN-045X12	0,45mm x 12mm	marrone	26	100 pezzi	pz 50 x 100 pz
IN-045X16	0,45mm x 16mm	marrone	26	100 pezzi	50 x 100 pz 50
IN-045X22	0,45mm x 22mm	marrone	26	100 pezzi	x 100 pz 50 x
IN-05X16	0,5mm x 16mm	arancia	25	100 pezzi	100 pz 50 x 100
IN-05X20*	0,5mm x 20mm	arancia	25	100 pezzi	pz 50 x 100 pz
IN-05X25	0,5mm x 25mm	arancia	25	100 pezzi	50 x 100 pz 50
IN-05X40	0,5mm x 40mm	arancione	25	100 pezzi	x 100 pz 5 0x
IN-06X25	0,6mm x 25mm	blu profondo	23	100 pezzi	100 pz 50 x 100
IN-06X30	0,6mm x 30mm	blu profondo	23	100 pezzi	pz 50 x 100 pz
IN-06X40	0,6mm x 40mm	blu profondo	23	100 pezzi	50 x 100 pz 50
IN-07X30	0,7mm x 30mm	nero	22	100 pezzi	x 100 pz 50 x
IN-07X40	0,7mm x 40mm	nero	22	100 pezzi	100 pz 50 x 100
IN-07X50*	0,7mm x 50mm	nero	22	100 pezzi	pz 50 x 100 pz
IN-08X25	0,8mm x 25mm	verde intenso	21	100 pezzi	50 x 100 pz 50
IN-08X40	0,8mm x 40mm	verde intenso	21	100 pezzi	x 100 pz 50 x
IN-08X50*	0,8mm x 50mm	verde intenso	21	100 pezzi	100 pz 50 x 100
IN-09X25	0,9mm x 25mm	giallo	20	100 pezzi	pz 50 x 1 00 pz
IN-09X40	0,9mm x 40mm	giallo	20	1 00 pezzi	50 x 100 pezzi
IN-11X40	1,1mm x 40mm	crema	19	100 pezzi	50 x 100 pezzi
IN-12X40	1,2mm x 40mm	rosa	18	100 pezzi	
IN-12X50	1,2mm x 50mm	rosa	18	100 pezzi	
IN-16X40	1,6mm x 40mm	bianco	16	100 pezzi	
IN-18X40	1,8mm x 40mm	blu-grigio	15	100 pezzi	
IN-21X40	2,1mm x 40mm	verde pallido	14	100 pezzi	

* - prodotto disponibile su richiesta

Materiale di marketing destinato agli operatori sanitari.

Preparato da: BS – Product Manager ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

Nessuna parte di questo documento può essere modificata o copiata senza il permesso di ZARYS International Group sp.z oo sp.k.