



Siringa
per catetere monouso dicoNEX
in 3 parti, sterile
TD-41

all.n.3 pt.2 subpt.2.3

edizione V

data 2019-01-18

cambio di giorno: 2021-12-22

PRODUTTORE: ZARYS International Group sp. z oo sp.k.

INDIRIZZO: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polonia, telefono +48 32 376 07 00-02, fax. +48 32 370 38 08

INDICAZIONE:

- * Siringa per catetere, 3 pezzi
- * Destinato alla redazione e gestione di medicinali/liquidi al paziente e raccolta di campioni di fluidi corporei dal paziente

CARATTERISTICHE:

- * Il fusto trasparente consente il pieno controllo visivo del contenuto
- * Pistone verde a contrasto
- * Due connettori luer collegati
- * Guarnizione sotto forma di doppio anello sul tappo dello stantuffo situato sulla parte superiore dello stantuffo
- * Scorrimento fluido del pistone grazie alla guarnizione in gomma
- * Flangia di limitazione di fissaggio contro la rimozione accidentale del pistone
- * Ugello del catetere fissato con cappuccio
- * Nome della siringa e logo del produttore apposti botte
- * Laurea estesa
- * Graduazione nera chiara, leggibile e permanente che facilita il dosaggio
- * Graduato ogni 1 ml
- * Durata di conservazione: 5 anni
- * Monouso
- * Apirogeno
- * Senza lattice
- * Senza ftalati
- * Sterilizzato con ossido di etilene
- * Confezione: 1 pz./blister, 25 pz/cartone



TAGLIA E RIFERIMENTO

CATALOGARE NUMERO	CAPACITÀ	INDIVIDUALE CONFEZIONE	INTERMEDIO CONFEZIONE	MASSA CONFEZIONE
050ML-3CZ-CEW-BL	50/60 ml	blister	25 pz	16 x 25 pezzi