


SCHEDA TECNICA TRAVERSA SALVAMATERASSO MDTRA-6090	
PRODOTTO	Traversa assorbente salvamaterasso, monouso, non sterile, realizzata in 5 strati: TNT, cellulosa, strato assorbente (SAP), cellulosa, film di PE. Concepita per la protezione di materassi e biancheria da letto da liquidi corporei dovuti a incontinenza o altre perdite accidentali. Ideali in tutte le situazioni in cui occorre una superficie igienica ed assorbente.
CARATTERISTICHE	Dimensioni 60x90 cm Grammatura al pezzo 60 gr/pz Capacità di assorbimento
IMMAGINE	
MARCATURA CE CE	In accordo al Regolamento (UE) 2017/745, il prodotto è un Dispositivo Medico di classe I.
STERILITÀ	Non Sterili. Non destinati ad essere sterilizzati prima dell'uso.
VITA UTILE	5 anni se conservato secondo indicazioni
PRECAUZIONI D'USO	Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.
IMMAGAZZINAMENTO	Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.
CONFEZIONAMENTO	Il packaging è in buste in PE da 10 pezzi, 15 buste per cartone. Ogni cartone contiene un totale di 150 pezzi.
NORMATIVE APPLICABILI	EN ISO 9001:2015 Sistema di gestione della qualità EN ISO 13485:2016 Dispositivi medici – Sistemi di gestione della qualità EN ISO 14971 Applicazione gestione dei rischi ai Dispositivi Medici EN ISO 10993 Valutazione biologica dei Dispositivi Medici EN 15223-1 Simboli da utilizzare nell'etichettatura dei Dispositivi Medici EN 1041 Informazioni fornite dal fabbricante di Dispositivi Medici